

介護用電動ベッド

【3つのポイント紹介】

1. ベッドの高さ調整
2. 寝る位置
3. 電動ベッドの操作手順

1. ベッドの高さ調整



【手順】

- ①ベッドの横に立って、握りこぶしをつくります。
- ②握りこぶしがマットレスに付くまで、ベッドの高さを上げます。



腰に負担が少なく、介助ができますね♪

2. 寝る位置



失敗例



写真の**矢印**（背もたれが動く場所）と太ももの横に**出っ張っている骨(大転子)**を合わせます。寝起きする時が**“楽”**になります。

お知らせ

* 体格によってベッドフレーム（ボトム）が変更できるベッドがあります。
お近くの作業療法士もしくは福祉用具専門相談員までご相談下さい。

3. 電動ベッドの操作手順（3 モーター式）

① 足上げボタンの「あがる」を押します。

② あたまボタンの「あがる」を押します。

* 身体が下に滑ることが減り、床ずれの予防に役立ちます。

足上げ→背上げ



背上げのみ



* 「あたま」「あし」が連動して動く機能があるベッドもあります。